

## MINI 100W LED-LICHTQUELLE



- 100W LED
- DEUTSCHE DESIGNQUALITÄT
- 20.000 + DIE GESCHÄFTSZEITEN
- AUTOMATISCH ANPASSENDE LICHTINTENSITÄT

**+ 60%**  
**Licht**

### Spezifikationen

Lichttyp	100 Watt LED
Häfen	Single (Storz), otheradapters optional.
Lichtintensitätskontrolle	Auto Adjust
Farbtemperatur.	6000-6500°K
Lebensdauer des LED-Arrays	20.000 + Hours
Maße	9x12x7cm
Gewicht	280 grs
Garantie	2 Years

Eingeschränkte Garantie: Für RG Medical-Instrumente gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler die Lebensdauer des Instruments. Jedes als defekt befundene Instrument wird nach Ermessen von repariert oder ersetzt RG Medical. Die Garantie erlischt, wenn das Instrument nicht für den chirurgischen Zweck verwendet wird, für den es vorgesehen ist, von jemand anderem als RG Medical entwickelt oder gewartet werden.

\* Bitte beachten Sie, dass der Hersteller für diese Produktgruppe lediglich ein Dateibild zur Verfügung stellt. Die Erscheinung des Produkts kann unterschiedlich sein. Spezifische Produktdetails sind in der Beschreibung aufgeführt.