

MINI MOBIL 12V CHIRURGIE-SET

Digitaler Insufflator, Monitor, Kombikamera 1080p und Lichtkabel

Medizinische Monitore

- ▷ Bildschirmgröße 23,8 Zoll
- ▷ Auflösung 1920 x 1080
- ▷ Helligkeit 600 cd/m²
- ▷ Farbtiefe 16,7 Mio. Farben
- ▷ Betrachtungswinkel 78/178
- ▷ Reaktionszeit (GtoG) 14ms
- ▷ Stromverbrauch Typisch: 25 W



N° Art.
M-23.8CL1

Kombikamera LED 300 12V

- ▷ LED 300
- ▷ 1/3 Zoll 3,0 Megapixel CMOS-Sensor
- ▷ Farbe: 0,1Lux@F1,2
- ▷ 1920x1080 / 60Hz Full HD
- ▷ 3G SDI 1080p
- ▷ HDMI 1080p
- ▷ C-Video-Composite-Video
- ▷ 5300 K
- ▷ Breite: 27 cm / Tiefe: 26 cm / Höhe: 12 cm



*Cámara Full HD + 300w. Fuente de luz LED
Graba en full HD 1080p 30 fotogramas +
Cable de luz universal

N° Art.
E-CHD1

Digitaler Insufflator 12V

- ▷ 12 V
- ▷ Breite: 26 cm / Tiefe: 26 cm / Höhe: 12 cm
- ▷ Die höchste auf dem Markt verfügbare Durchflussrate
- ▷ Optische und akustische Warnsignale
- ▷ Sicherheitsventil
- ▷ Interne Leckageerkennung
- ▷ Optionale Gasheiztechnik



N° Art.
E-IN40