


DIE ZUKUNFT IST JETZT

NASOPHARYNGOSKOP **HD**

Wiederverwendbares Griffdesign

Einweg- oder wiederverwendbarer schaft

Video- / Bildsteuerung



Instrument komplett: S-32HR



Vermeiden Sie das Risiko einer Kreuzinfektion mit Einwegartikeln



Mehrere Verbindungsmodi unterliegen nicht der Umgebung und einem einzelnen Gerät.



Der ultrafeine, glatte Einführschlauch macht den Patienten "unempfindlicher"



Wiederverwendbarer Griff : E-HR



Einwegartikel: S-32FD
Wiederverwendbar: S-32FR



Behälter sterilisieren

OPTISCHES SYSTEM		EINFÜHRTEIL	
Sichtfeld	100°	Einführrohr-Außendurchmesser	3.2mm
Tiefenschärfe	3-150mm	Winkelbereich	U 130° / D 130°
Blickrichtung	0°	Arbeitslänge	330 mm ± 10%
		Verlängerungskabel	USB, REMO
		Max. Auflösung	1280 x 720 p