

URETHERO-RENOSKOP FLEXIBEL



Keine Kreuzinfektion

Keine Wartung

Keine Sterilisation

Keine Glasfaser

Handheld, tragbar, einfach zu bedienen



Größerer Bewegungsbereich der Spitze



Passives Biegen




Zwei-Wege Ablenkung



Drehmoment verhältnis 1:1

270° ABWINKUNG



12-ZOLL-MONITOR/RECORDER



SPEZIFIKATIONEN

Sichtfeld	90°
Blickrichtung	0° (vorwärts)
Sichtfeldtiefe	3-50 mm
Bildauflösung	1080 p (400 x 400 native Pixel)
Winkelbereich	270° nach oben 270° nach unten
Einführrohr mit Außendurchmesser	7,5 Fr. / 9,5 Fr
Arbeitslänge	650 mm
Arbeitskanal	3,6 Fr
Bewässerung	30 ml/min

*For medical professionals only



RG Medical | RG Technology GmbH Bergstasse 2 97247 Eisenheim Germany

+49 1525 8601101 / +49 9386-997 997 3

www.rgmed.com