

# NUEVO MORCESCOPIO UNIVERSAL

**19/22 - 22/24 - 24/26 Fr.**

Solo con el morceloscopio RG puede elegir entre MILEP (19/22 Fr) o MIBEP (22/24 Fr) y reducir el riesgo de efectos secundarios quirúrgicos. Después de la enucleación láser MILEP o bipolar MIBEP, el morceloscopio utiliza la misma vaina para la morcelación, evitando traumatismos adicionales en la uretra.




## CUCHILLA DE MORCELADOR


Storz



Stryker



## LASER 19 22 24 Fr. ELEMENTO DE TRABAJO



Máx. fibra láser, incluido aislamiento: Ø 1,0 mm

## CAMISAS 19/22 - 22/24 - 24/26 Fr.

**19/22Fr.**



**22/24 Fr.**



**24/26 Fr.**

