

MINI FUENTE DE LUZ LED 100W



- 100W LED
- CALIDAD DE DISEÑO ALEMÁN
- + 20.000 HORAS
- INTENSIDAD DE LUZ CON AJUSTE AUTOMÁTICO

**+ 60%
Light**

Especificaciones

Tipo de luz	LED de 100 vatios
Puertos	Storz, otros adaptadores opcionales.
Control de int. de la luz	Auto ajuste
Temperatura de color	6000-6500°K
Vida útil de la matriz de LED	+ 20.000 horas
Dimensiones	9x12x7cm
Peso	280 grs
Garantía	2 años

Garantía limitada: Los instrumentos RG Medical están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante la vida del instrumento. Cualquier instrumento que se encuentre defectuoso será reparado o reemplazado a discreción de RG Medical. La garantía quedará anulada si el instrumento no se utiliza para el propósito quirúrgico para el que fue diseñado o si recibe mantenimiento por parte de alguien que no sea RG Medical.

* Tenga en cuenta que el fabricante solo proporciona una imagen de archivo para este grupo de productos. La apariencia del producto puede ser diferente. Los detalles específicos del producto se enumeran en la descripción.