

# LARINGOSCOPIO FLEXIBLE

**HD**

- ▶ **Imagen nítida**
- ▶ **Diseño ergonómico**
- ▶ **Lentes de cristal de zafiro**

**¡LA LUZ MÁS BRILLANTE DE LA INDUSTRIA!**



## LARINGOSCOPIO

300 mm / 2.8 mm	SI-300-2.8
300 mm / 3.0 mm	SI-300-3.0
300 mm / 3.4 mm	SI-300-3.4

### con canal de trabajo

300 mm / 3.8 mm	SI-300-3.8
-----------------	------------

# CALIDAD HECHA EN ALEMANIA

## ENDOSCOPIOS FLEXIBLES

### Laringoscopio 2,8 / 3,2 / 3,4 mm

El nuevo sistema óptico de múltiples lentes del laringoscopio de fibra óptica, de diseño alemán, proporciona una imagen nítida.

El tubo de entrada, extremadamente fino, es muy flexible, lo que permite trabajar con precisión en zonas de difícil acceso.

Gran angular con una profundidad de foco excepcional.

La iluminación del sujeto examinado se consigue mediante dos conductores de luz.

El tubo de entrada flexible se mueve con precisión al mando de una pieza de mano ergonómica y bien equilibrada.

La conexión estándar está sellada contra la humedad.

### Pieza de mano ergonómica




### Movimiento fluido y dinámico.

**¡LA LUZ MÁS BRILLANTE DE LA INDUSTRIA!**



### Consejo sobre cámara y luz brillante



- Imagen cristalina
- Diseño ergonómico
- Lentes de cristal de zafiro