

LUZ LED PORTÁTIL 10W



Características

Compacta y portátil, la batería de litio incorporada permite que funcione la mini fuente de luz fría portátil durante más de 2 horas después de la recarga. Lo diseñamos y fabricamos para su uso con un rígido o endoscopio flexible.

Un elemento de seguridad especialmente bien concebido es el cambio automático de la fuente de luz principal a la fuente de luz de repuesto en caso de una fuente de luz falla.

Por lo tanto, la fuente de luz está siempre lista para uso de emergencia y contribuye a la seguridad del paciente.



Manera de usarlo en el óptico.

“MINI” LED 10W

N° Ref: E-HL10MP



Incluye:

- Dispositivo LED
- 2 actitudes recargables
- Cargador
- Estuche de viaje pequeño opcional

Faro LED de 10W **E-HL10P**

