

TRAGBARES 10-W-LED-LICHT



Merkmale

Kompakt und tragbar, der eingebaute Lithium-Akku ermöglicht den Betrieb der tragbaren Mini-Kaltlichtquelle für mehr als 2 Stunden nach dem Aufladen. Wir entwerfen und fertigen es für die Verwendung mit einem starren oder flexiblen Endoskop.

Ein besonders durchdachtes Sicherheitsfeature ist das automatische Umschalten von der Hauptlichtquelle auf die Ersatzlichtquelle im Falle einer Lichtquelle Versagen.

Daher ist die Lichtquelle immer einsatzbereit Notfalleinsatz und trägt zur Patientensicherheit bei.



Art und Weise, es zu verwenden der Optiker.

“MINI” LED 10W

N° Ref: E-HL10MP

Beinhaltet:

- ▶ LED-Gerät
- ▶ 2 wiederaufladbare Einstellungen
- ▶ Ladegerät
- ▶ Optionales kleines Reiseetui

10W LED-Scheinwerfer **E-HL10P**

