

KAMERA SYSTEME

■ 4K KAMERA



SPEZIFIKATIONEN

CCD	1/1,8 Sony CMOS.
Kabellänge	3 Meter.
Wasserdichter Kamerakopf	IPX 67
Kameragröße	φ40*98 mm
CCU-Ausgang	HDMI+DVI+SDI+USB.
Programmierbar	Programmierbare Kameratasten
Touch	7-Zoll-Touchscreen mit Videoaufzeichnung 5-Zoll-Touchscreen ohne Videoaufzeichnung
Aufnahme	MP4,
Aufnahme	JPG