



GINECOLOGÍA

Histeroscopia

Desarrollado y fabricado en Alemania.

■ MONITORES MÉDICOS



- ▷ Tamaño de pantalla 23,8 "
- ▷ Resolución 1920 x 1080
- ▷ Brillo 600cd / m '²
- ▷ Profundidad de color
- ▷ 16,7 millones de colores
- ▷ Ángulo de visión 78/178
- ▷ Tiempo de respuesta (GtoG) 14ms

M-238CL1

■ CÁMARAS

Cámara inalámbrica de 1080p



- ▷ Sin USB
- ▷ Software libre
- ▷ Imágenes / Grabación

EOC-23

■ INSUFLADOR DIGITAL



**5 AÑOS
GARANTÍA**

- ▷ Insuflador digital 40 litros
- ▷ Pantalla táctil
- ▷ Modo día y noche

E-IN40

Cámara USB 1080p + LED de 10W



- ▷ Con USB
- ▷ Software libre
- ▷ Imágenes / Grabación
- ▷ LED

EC-USB1
EC-USB1 L

■ COMBO CÁMARA FULL HD

Cámara Full HD + 300w. Fuente de luz LED Graba en Full HD 1080p 60 cuadros



- ▷ LED 300
- ▷ Sensor CMOS de 1/3 "
- ▷ 3.0 megapíxeles
- ▷ Color: 0.1Lux@F1.2
- ▷ 1920x1080 / 60Hz Full HD
- ▷ 3G SDI 1080p
- ▷ HDMI 1080p
- ▷ Video compuesto C-Video
- ▷ 5300 K

E-CHDT1

*El set incluye cámara, clable universal y equipo.

■ NUEVO DUO MONO-BIPOLAR 15, 17 Y 19 Fr.

Endoscopia Ø 2,9 mm



15 Fr.

■ Set completo 15 Fr	U1-530-15
Tubo interior 15 Fr	U1-532-15
Tubo exterior 15 Fr.	U1-534-15
Obturador 15 Fr.	U1-580-15



17/18 Fr.

■ Set completo 17/18 Fr	U1-530-17
Tubo interior 17 Fr	U1-532-17
Tubo exterior 18.5 Fr.	U1-534-17
Obturador 17 Fr.	U1-580-17



19/22 Fr.

□ Set completo 19/22 Fr	U1-530-19
Tubo interior 19 Fr	U1-532-19
Tubo exterior 22 Fr.	U1-534-19
Obturador 19 Fr.	U1-580-19

■ DUO MONO-BIPOLAR 22 y 24 Fr.

Endoscopia Ø 4mm



22/24Fr.


■ Set completo 22/24 Fr	U1-530-22
Tubo interior 22 Fr	U1-532-22
Tubo exterior 24 Fr.	U1-534-22
Obturador 22 Fr.	U1-580-22



24/26 Fr.

■ Set completo 24/26 Fr	U1-530-24
Tubo interior 24 Fr	U1-532-24
Tubo exterior 26 Fr.	U1-534-24
Obturador 24 Fr.	U1-580-24

■ ELEMENTO DE TRABAJO



■ Unidad de trabajo, pasiva, bipolar

Bipolar pasivo estándar

	15 Fr.	U1-300-15
	17 Fr.	U1-300-17
	19 Fr.	U1-300-19
	22 - 24 Fr.	U1-300-22

■ Unidad de trabajo, activa, Bipolar

Estándar

	15 Fr.	U1-310-15
	17 Fr.	U1-310-17
	19 Fr.	U1-310-19
	22 - 24 Fr.	U1-310-22

ELECTRODOS

Electrodo de corte, 30°	Electrodo de corte recto	Banda de corte retrograda																																										
 <table> <tr><td></td><td>15 Fr.</td><td>U1-200-15</td></tr> <tr><td></td><td>17 Fr.</td><td>U1-200-17</td></tr> <tr><td></td><td>19 Fr.</td><td>U1-200-19</td></tr> <tr><td></td><td>22 Fr.</td><td>U1-400-22</td></tr> <tr><td></td><td>24 Fr.</td><td>U1-400-24</td></tr> </table>		15 Fr.	U1-200-15		17 Fr.	U1-200-17		19 Fr.	U1-200-19		22 Fr.	U1-400-22		24 Fr.	U1-400-24	 <table> <tr><td></td><td>15 Fr.</td><td>U1-202-15</td></tr> <tr><td></td><td>17 Fr.</td><td>U1-202-17</td></tr> <tr><td></td><td>19 Fr.</td><td>U1-202-19</td></tr> <tr><td></td><td>22 Fr.</td><td>U1-402-22</td></tr> <tr><td></td><td>24 Fr.</td><td>U1-402-24</td></tr> </table>		15 Fr.	U1-202-15		17 Fr.	U1-202-17		19 Fr.	U1-202-19		22 Fr.	U1-402-22		24 Fr.	U1-402-24	 <table> <tr><td></td><td>17 Fr.</td><td>U1-204-17</td></tr> <tr><td></td><td>19 Fr.</td><td>U1-204-19</td></tr> <tr><td></td><td>22 Fr.</td><td>U1-404-22</td></tr> <tr><td></td><td>24 Fr.</td><td>U1-404-24</td></tr> </table>		17 Fr.	U1-204-17		19 Fr.	U1-204-19		22 Fr.	U1-404-22		24 Fr.	U1-404-24
	15 Fr.	U1-200-15																																										
	17 Fr.	U1-200-17																																										
	19 Fr.	U1-200-19																																										
	22 Fr.	U1-400-22																																										
	24 Fr.	U1-400-24																																										
	15 Fr.	U1-202-15																																										
	17 Fr.	U1-202-17																																										
	19 Fr.	U1-202-19																																										
	22 Fr.	U1-402-22																																										
	24 Fr.	U1-402-24																																										
	17 Fr.	U1-204-17																																										
	19 Fr.	U1-204-19																																										
	22 Fr.	U1-404-22																																										
	24 Fr.	U1-404-24																																										
Electrodo cuchillo	Electrodo de bola de rodillo de 3mm	Electrodo de bola de rodillo de 5mm																																										
 <table> <tr><td></td><td>15 Fr.</td><td>U1-206-15</td></tr> <tr><td></td><td>17 Fr.</td><td>U1-206-17</td></tr> <tr><td></td><td>19 Fr.</td><td>U1-206-19</td></tr> <tr><td></td><td>22 Fr.</td><td>U1-406-22</td></tr> <tr><td></td><td>24 Fr.</td><td>U1-406-24</td></tr> </table>		15 Fr.	U1-206-15		17 Fr.	U1-206-17		19 Fr.	U1-206-19		22 Fr.	U1-406-22		24 Fr.	U1-406-24	 <table> <tr><td></td><td>17 Fr.</td><td>U1-208-17</td></tr> <tr><td></td><td>19 Fr.</td><td>U1-208-19</td></tr> <tr><td></td><td>22 Fr.</td><td>U1-408-22</td></tr> <tr><td></td><td>24 Fr.</td><td>U1-408-24</td></tr> </table>		17 Fr.	U1-208-17		19 Fr.	U1-208-19		22 Fr.	U1-408-22		24 Fr.	U1-408-24	 <table> <tr><td></td><td>17 Fr.</td><td>U1-209-17</td></tr> <tr><td></td><td>19 Fr.</td><td>U1-209-19</td></tr> <tr><td></td><td>22 Fr.</td><td>U1-409-22</td></tr> <tr><td></td><td>24 Fr.</td><td>U1-409-24</td></tr> </table>		17 Fr.	U1-209-17		19 Fr.	U1-209-19		22 Fr.	U1-409-22		24 Fr.	U1-409-24			
	15 Fr.	U1-206-15																																										
	17 Fr.	U1-206-17																																										
	19 Fr.	U1-206-19																																										
	22 Fr.	U1-406-22																																										
	24 Fr.	U1-406-24																																										
	17 Fr.	U1-208-17																																										
	19 Fr.	U1-208-19																																										
	22 Fr.	U1-408-22																																										
	24 Fr.	U1-408-24																																										
	17 Fr.	U1-209-17																																										
	19 Fr.	U1-209-19																																										
	22 Fr.	U1-409-22																																										
	24 Fr.	U1-409-24																																										

■ AUTOCLAVE, 134° C / 273° F



Ángulo de visión	Ø 2.0 mm	Ø 2.9 mm	Ø 4.0 mm
0°	E020-240-00	E029-303-00	E040-303-00
12°	E020-240-12	E029-303-12	E040-303-12
30°	E020-240-30	E029-303-30	E040-303-30
70°	E020-240-70	E029-303-70	E040-303-70

■ CAMISA DIAGNÓSTICA PARA HISTEROSCOPIA



Telescopio	Camisa ext.	Camisa Diag.	Obturador
Ø 2.9 mm	G30-022-05	G30-022-06	G30-022-00
Ø 4.0 mm	G30-023-05	G30-023-06	G30-023-00


■ CAMISA OPERATORIA DE BETTOCHI "STYLE"



Telescopio	Canal de trabajo Ø	Código
Ø 2.9 mm	5 Charr./Fr	G30-018-05
Ø 4.0 mm	7 Charr./Fr	G30-018-07




PINZAS



	SEMI RIGID 340 mm	FLEXIBLE 400 mm
Tijeras 	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr G30-055-07 G30-055-05	G31-055-07 G31-055-05
Tijeras punta recta 	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr G30-056-07 G30-056-05	G31-056-05 G31-056-07
Abrazadera de biopsia 	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr G30-050-07 G30-050-05	G31-050-05 G31-050-07
Pinza caiman 	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr G30-051-05 G30-051-07	G31-051-05 G31-051-07
Agarre de biopsia 	5 Ch./Fr G30-052-05	G31-052-05
Agarre de tenáculo 	5 Ch./Fr G30-053-05	G31-053-05
Electrodo de aguja 	5 Ch./Fr G30-054-05	G31-054-05
Electrodo de bola de coagulación 	5 Ch./Fr G30-057-05	G31-057-05

ELECTRODOS LEEP



Electrodo Leep	Código	
5 mm x 5 mm	M90-001	
10 mm x 5 mm 10 mm x 7 mm 10 mm x 10 mm	M90-002 M90-003 M90-004	
15 mm x 5 mm 15 mm x 7 mm 15 mm x 8 mm 15 mm x 15 mm	M90-011 M90-012 M90-013 M90-014	
20 mm x 8 mm 20 mm x 10 mm 20 mm x 13 mm 20 mm x 15 mm 20 mm x 20 mm 20 mm x 20 mm	M90-021 M90-022 M90-023 M90-024 M90-025 M90-026	
Electrodo cuadrado		
10 mm x 4 mm 10 mm x 8 mm	M90-031 M90-032	
Electrodo bola		
3 mm 5 mm	M90-051 M90-052	

CABLE DE LUZ

VIDEO COLPOSCOPIO

TISHER



Tischer G30-070-01
Baby Tischer G30-070-02

Medidas	Código
Largo 180 cm	E1-035-18

Video Colposcopio

M99-001

Kevorkian

G30-070-03

■ MINI FUENTE DE LUZ LED 100W



■ LED DE 100W

■ CALIDAD DE DISEÑO ALEMÁN

■ + 20.000 HORAS

■ AJUSTE AUTOMÁTICO INTENSIDAD DE LUZ

**+ 60%
Luz**

ESPECIFICACIONES

Tipo de luz	LED de 100 W
Puertos	Individual (Storz), otros adap. opcionales.
Control de int. de luz	Auto ajuste
Temperatura de color	6000-65000 °K
Vida útil de la matriz de LED	20.000 + Horas
Dimensiones	Los 9 x 12 x 7 cm
Peso	280 grs
Garantía	2 años
Código	E-L100

Garantía limitada: Se garantiza que los instrumentos de RG Medical están libres de defectos en materiales y mano de obra durante la vida útil del instrumento. Cualquier instrumento que se encuentre defectuoso será reparado o reemplazado a discreción de RG Medical. Esta garantía es nula si el instrumento no se utiliza para el propósito quirúrgico para el que fue diseñado o si recibe el servicio de alguien que no sea RG Medical.

*Tenga en cuenta que el fabricante solo proporciona una imagen de archivo para este grupo de productos. La apariencia del producto puede ser diferente. Los detalles específicos del producto se enumeran en la descripción.

■ LUZ LED PORTÁTIL DE 10W



Funciones

Compacta y portátil, la batería de litio incorporada permite que la mini fuente de luz fría portátil funcione mas de 2 horas despues de recargarse. Lo diseñamos y fabricamos para su uso con un endoscopio rigido o flexible.

Una característica de seguridad particularmente bien concebida es el cambio automatico de la fuente de luz principal a la fuente de luz de repuesto en caso de falla de la fuente de luz.

Por lo tanto, la fuente de luz está siempre lista para uso de emergencia y contribuye a la seguridad del paciente.

Nº Ref: E-L10P



Manera de usarlo
en la óptica

“MINI” LED 10w

Nº Ref: E-HL10MP



Incluye:


- ▷ Dispositivo LED
- ▷ 2 baterías recargables
- ▷ Cargador
- ▷ Estuche de viaje pequeño opcional

Nº Ref: E-L10P



■ FRONTO LUZ

■ 10W - Ultra brillante y ligero



* Opción para enfocar

Descripción	Código
Enfoque fijo	E-HL10
Con regulador de enfoque	E-HL10F

■ 10W - Ultra brillante



Descripción	Código
10W - Ultra brillante	E-HL10U

■ Led 5W - Inalámbrico



Descripción	Código
Led 5w - Inalámbrico	E-HL5I

Características

Aplicaciones:

Quirúrgica, para odontología, veterinaria

Tipo de iluminación:

LED


Otras características:

Con batería recargable, para lupa binocular, con fuente de luz portátil

Incluyen:



- ▷ Estuche de viaje portátil
- ▷ 1 Cargador
- ▷ 2 Baterías recargables de iones de litio



 RG Medical USA, Inc.  Bulnes 1985 - 2º "5" - Palermo, Buenos Aires, Argentina

 +54 9 11 2693-8766

www.rgmed.com