

SISTEMAS DE CÁMARA

■ CAMARA 4K

**4K
ULTRAHD**

N° Ref: C4K-L200

**Salida y grabación de video
4k 2160 x 3840 50/60fps**

N° Ref: EC-4K

Especificaciones

- ▷ CCD: 1/1.8 sony cmos.
- ▷ Longitud del cable: 3 metros.
- ▷ Cabezal de cámara: resistente al agua: IPX 67
- ▷ Tamaño de la cámara: $\phi 40 \times 98$ mm
- ▷ Salida CPU: HDMI+DVI+SDI+USB.
- ▷ Botones de cámara programables
- ▷ Pantalla táctil de 7" con grabación de vídeo
- ▷ Pantalla táctil de 5" sin grabación de vídeo
- ▷ Grabar: MP4,
- ▷ Captura: JPG

■ CAMARA HD 1080p

**1080p
FULLHD**

N° Ref: E-CHD1080

**Salida y grabación de video
HD 1080 x 1920 15/18 m**

■ MINI CAMARA 1080p



N° Ref: E-CHD12

**1080p
FULLHD**

Especificaciones

- ▷ Sensor CMOS de 1/3"
- ▷ 3,0 megapíxeles
- ▷ Color: 0.1Lux@F1.2
- ▷ 1920x1080 / 60Hz Full HD
- ▷ 3G SDI 1080p
- ▷ HDMI 1080p
- ▷ Vídeo compuesto C-Vídeo

■ CAMARAS

Estroboscopio USB

**1080p
FULLHD**

N° Ref: EC-USB-S

- ▷ Con USB
- ▷ Software gratuito
- ▷ Imágenes / Grabación

1080p FULL HD

**1080p
FULLHD**

N° Ref: EC-USB1

- ▷ Con USB 1080 FULL HD
- ▷ Software gratuito
- ▷ Imágenes / Grabación