ESPECIAL ORL

MINI CÁMARA



CARACTERÍSTICAS

- 1/3" CMOS sensor
- 3.0 megapixels
- Color: 0.1Lux@F1.2
- 1920x1080 / 60Hz Full HD
- 3G SDI 1080p
- HDMI 1080p
- Vídeo compuesto (C-Video)

Código: E-CHD12

FRONTO LUZ 10W PORTABLE



*también con opción de zoom

EL PAQUETE DE FAROS INCLUYE:

- Maleta de viaje portátil
- 2 baterías de iones de litio
- Baterías recargables
- Cargador

Código: No enfocable E-HL10
Enfocable E-HL10F



USB CÁMARA



USB CÁMARA ESTROBOSCOPIO

- Con USB
- Software libre
- Imágenes / Grabación

Código:EC-USB-S

USB CÁMARA 1080p FULL HD

- Con USB 1080p HD
- Software libre
- Imágenes / Grabación

Código: EC-USB1

LUZ LED PORTÁTIL DE 10W



Gracias a la batería de litio integrada, compacta y portátil, la minifuente de luz fría de mano puede funcionar durante más de 2 horas tras una carga.

INCLUYE:

- Dispositivo LED
- 2 baterías recargables
- Cargador
- Estuche de viaje pequeño opcional



Código: E-HL10P

RG Medical USA, Inc. | 630 Pleasant Grove Rd, Mount Juliet, TN 37122
+54 9 11 5509-6530
www.rgmed.com